

EUKITT® 4400 LB

for exceptional good results:

One-component resin, specially developed for thin-ground section technology

für geschliffen gute Ergebnisse: Einkomponentenkunststoff speziell für die Dünnschliff-Technik im medizinischen und technischen Bereich



NEW

Embedding medium EUKITT® 4400 LB

EUKITT® 4400 LB impresses with its unique properties:

- reliable penetration of hard and soft tissue
- due to its mechanic strength extremely suitable for thin-ground section technique
- significantly reduced curing time allows rapid working
- free of monomers and therefore almost odourless

Einbettmedium EUKITT® 4400 LB

EUKITT® 4400 LB besticht durch seine einzigartigen Eigenschaften:

- durchdringt zuverlässig sowohl hartes als auch weiches Gewebe
- aufgrund der mechanischen Festigkeit hervorragend für Dünnschliff-Technik geeignet
- deutlich verkürzte Aushärtungszeit unter UV-Licht ermöglicht zügiges Arbeiten
- frei von Monomeren und somit nahezu geruchsneutral

**Our exclusive dealer for the DACH region in EUROPE is
Unser exklusiver Händler für die DACH Region in EUROPA ist das Unternehmen**

Walter Messner GmbH, Barsbütteler Weg 6 in 22113 Oststeinbek
Tel.: +49 (0) 40 714 873-0, Fax +49 (0) 40 714 873-18, Email mail(at)walter-messner.de, Web www.walter-messner.de

For further information please visit us: www.eukitt.net

**Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.eukitt.de**



is now a division of
ORSAtec®

Contact / Kontakt

ORSAtec GmbH
Max-Fischer-Straße 11
86399 Bobingen

Tel.: +49 (0) 761 81077
Fax +49 (0) 761 892535
info@eukitt.de